

MULTI – MONITORING SYSTEM

## ACCU-ANSWER® isaw®

Modelo numero	LBM-01	
Tiempo de respuesta	Colesterol total	15 segundos
	Ácido úrico en sangre	5 segundos
	Glucosa en sangre	5 segundos
	Hemoglobina	5 segundos
Rango de medida	Colesterol total	(103~413) mg/dL
	Ácido úrico en sangre	(1.5~20) mg/dL
	Glucosa en sangre	(20~600) mg/dL
	Hemoglobina	(5.0~26) g/dL
Rango de referencia	Colesterol total	(103~208) mg/dL
	Ácido úrico en sangre	Femenino: (1.5~5.95) mg/dL; Masculino: (2.5-6.9) mg/dL
	Glucosa en sangre	(70~110) mg/dL
	Hemoglobina	Femenino: (11.0-15.0) g/dL; Masculino: (13.5-17.5) g/dL
Fuente de alimentación	DC 3V (2 pilas AAA o USB)	
Ambiente de trabajo	Humedad	10-90%
	Temperatura	10-40°C
Mejor ambiente de trabajo	Humedad	40-60%
	Temperatura	20-25°C
Muestra	Sangre entera capilar fresca y sangre entera venosa	
Memoria	800 resultados con fecha y hora	
Codificación	1-49	
Unidad de medida	mmol / L, mg / dL, µmol / L	
Cálculo promedio	Promedio de resultados de 7 días, 14 días y 28 días	
Tamaño de LCD (pantalla)	52*38mm (5.2*3.8 cm)	
Dimensión	111*59*16mm (11.1 * 5.9*1.6 cm)	
Duración de la batería	Aproximadamente 1000 pruebas	
Peso	110g sin batería	
Apagado automático	Aprox. 3 minutos después de la última acción del usuario	

